

**FOR LIFE**

Produktions- und Vertriebsgesellschaft  
für Heil- und Hilfsmittel mbH

## Schimbarea sistemului stomic format dintr-un singur component

(exemplificare ilustrată: urostomă)

Wendenschloßstraße 142  
12557 Berlin

E-mail: [mail@forlife-produkte.de](mailto:mail@forlife-produkte.de)  
Web: [www.forlife.info](http://www.forlife.info)

In Romania prin: **Pharma Telnet**

Telefon: 021 250 06 20  
021 224 65 85  
0727 835 638 (0727TELNET)  
0757 758 618  
0762 071 840  
031 620 85 89  
031 620 85 90

E-mail: [office@pharmateln.ro](mailto:office@pharmateln.ro)  
[info@pharmateln.ro](mailto:info@pharmateln.ro)

Fax: 031 817 51 59  
021 250 06 20

Web: [www.pharmateln.ro](http://www.pharmateln.ro)





## Stimate utilizator,

În urma intervenției chirurgicale vi s-a efectuat un orificiu artificial pentru intestin sau pentru vezica urinară (denumit în continuare "stomă").

În urma intervenției chirurgicale vi s-a efectuat un orificiu artificial pentru intestin sau pentru vezica urinară (denumit în continuare "stomă").

Pentru ca dvs. să vă simțiți din nou independent, este esențial să învățați să vă schimbați singur sistemul stomic (punga colectoare pentru stoma). Dorim să venim în ajutorul dvs. prin această broșură, care prin exemplificare ilustrată pentru urostoma, vă arată pas cu

pas cum trebuie să procedați. Vă rugăm să nu vă grabiți și să aveți răbdare până ajungeți să învățați. Nu fiți dezamăgiți dacă nu reușiți din primele încercări.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă rugăm să vă adresați personalului medical specializat.

Dacă aveți întrebări legate de produsele noastre vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon menționate în broșură.

Alături de produsele noastre moderne și de încredere, este la dispoziția dvs. și echipa noastră specializată pentru suport și consilierea utilizatorilor produselor Stomocur.



- 1.** Pregătiți-vă materialele necesare pentru schimbarea pungii colectoare pentru stoma.



- 2.** Curățați stoma cu ajutorul unor comprese umede dinspre exterior spre interior. Apoi procedați la fel cu comprese uscate.



- 3.** Decupați protectorul cutanat adeziv în funcție de sablonul de tăiere pentru conturul stomei dvs.  
**Sfat:** un sablon de decupare confecționat anterior este indicat a fi utilizat.  
*Incalziți în palme sau pe abdomen protectorul cutanat adeziv timp de 1-2 minute pentru ca adezivul să "se incalzească" până la temperatura corpului dvs.*



- 4.** Îndepărtați folia de protecție de pe protectorul cutanat adeziv.



- 5.** Pozitionați punga pentru stoma cu orificiul decupat începând de la polul inferior al stomei. Asigurați-vă că ați poziționat-o corect și începeți de jos în sus să o lipiți.



- 6.** Folosind 2 degetele (de preferat cel arătător și cel mijlociu), masați ușor circular de la interior către exterior pentru a finaliza lipirea pungii pe abdomen.



- 7.** Aveți grijă ca îmbrăcămintea dvs. să nu preseze punga colectoare pentru stoma.



Stomocūr de la For Life  
Sisteme stomice FABRICATE în GERMANIA

**Dacă aveți întrebări vă rugăm să ne contactați la telefoanele menționate în broșură.**