

SOLU II INTEGRATE PENTRU TRATAMENTUL MODERN AL PLĂGILOR ÎN MEDIU UMED DE VINDECARE

Hyiodine®



* Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire care însoțesc produsul.

Soluție vâscoasă sterilă, non aderentă, pe bază de hialuronat de sodiu, iodură de potasiu, iod

- **Producător:** CONTIPRO Pharma - Cehia
- **Mod de acțiune:**
Compuș natural al organismului, hialuronatul de sodiu (polizaharida liniară încărcată negativ) prezintă capacități ridicate de hidratare, proprietăți antiadezive, accelerând procesele de regenerare. Iodura de potasiu și iodul, cu proprietăți antiseptice, previn descompunerea rapidă a hialuronatului de sodiu, în prezența bacteriilor din patul plăgii.
- **Indicații:** pentru tratamentul plăgilor adânci și defectelor tegumentare, în particular escare adânci, ulcere picior diabetic, ulcere crurale, arsuri, plăgi post-operatorii, abraziuni cu suprafață mare, plăgi recalcitrante în vindecare
- **Timpi de menținere:**
- plăgi infectate: zilnic
- plăgi curate, fără inflamație: 2-3 zile
- **Prezentare:** flacon 50 grame/22 grame, prevăzut cu sistem pentru extragerea soluției

● Caracteristici:

- ✓ Promovează vindecarea plăgilor în mediul umed sub control local bacteriostatic
- ✓ Hyiodine nu aderă la plagă
- ✓ Se aplică fie direct pe plagă (defecte mici, cavități, fistule), fie pe pansament primar steril ce prezintă capacități de absorbție și retenție (tifon, spum poliuretanic)

● Beneficii:

- Înlocuire ușoară și fără durere
- Vindecare mai rapidă față de pansamentele tradiționale
- Reducerea edemului prin intensificarea schimburilor tisulare
- Regenerare accelerată sub control bacteriostatic

Bibliografie

1. New Method for Healing of Large Abdominal Wound Using Sodium Hyaluronate-Iodine Complex - EWMA 2008, Lisabon
2. Effect of Hyaluronate-iodine-complex in Skin Grafting of Chronic Infected Wounds - EWMA 2008, Lisabon, R. Cap, F. Hosek, P. Horyna, E. Mala, J. Horackova, M. Plodr, L. Sobotka
3. Hyaluronate-iodine Complex: A New Method in Complicated Cardiac Surgical Wound Treatment - 3rd Academic Surgical Congress, 2008, California, M. Ajemian, R.A. Brenes, S.J. Durdick, L. Sobotka, J. Manak, P. Vyroubal, M. Slemrova, V. Coufalova, J. Zajic
4. Hyaluronate-iodine Complex Compared to Papain-Urea in the Treatment of Chronic and Acute Venous Insufficiency Wounds - WUWHS 2008, Toronto, R.A. Brenes, M.S. Ajemian, S.D.D. Eghballeh, S.J. Durdick
5. Hyaluronate-iodine Complex in The Treatment of Non-Healing Wounds - Surgical Forum Abstract 2007, M.S. Ajemian, S. Macaron, R. Brenes
6. Use of Hyaluronate-iodine Complex for the Treatment of Hepatic Abscess Cavities - A.S.P.E.N., Phoenix 2007, L. Sobotka, V. Velebny, J. Manak, J. Vacek, J. Zajic, P. Vyroubal, M. Slemrova, M. Fric
7. A Case Report of the Treatment of Diabetic Foot Ulcers Using a Sodium Hyaluronate and Iodine Complex - Int. Journal of Lower Extremity Wounds 09/2007, L. Sobotka, A. Smahelova, J. Pastorova, M. Kusalova
8. Hyaluronate-iodine Complex New Method in Complicated Cardio-Surgical Wound Treatment, L. Sobotka, V. Velebny, M. Slemrova, J. Manak

SOLUȚII INTEGRATE PENTRU TRATAMENTUL MODERN AL PLĂGILOR ÎN MEDIU UMED DE VINDECARE

trauma
fol



* Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire care însoțesc produsul.

**Pansament compozit autoadeziv
format din placă de hidrocoloid,
spumă și film poliuretanic**

Componenți:

1. hidrocoloid natural: absorbția exudatului și aderența la tegumentul umed
2. elastomer sintetic: protecție și aderență la tegumentul uscat
3. spumă poliuretanică: protecție mecanică și termică a plăgii
4. film poliuretanic: impermeabilitate la lichide

• **Producător:** For Life mbH - Germania

• Indicații:

- Plăgi curate, scuzate cu trez moderat exudative
- Escare, ulcere de stază venoasă, locuri donatoare/receptoare de grefe, arsuri (grad I-II), plăgi chirurgicale

• **Timp de menținere:** maxim 6 zile, în funcție de tipul și stadiul plăgii

• **Prezentare:** ambalaj individual steril 10 x 10 cm; 20 x 20 cm

● Caracteristici:

- ✓ Promovează vindecarea plăgilor în mediul umed
- ✓ Se aplică direct pe plagă
- ✓ Decupabil
- ✓ Acțiune sinergică a componentelor structurale: absorbție, retenție, protecție

● Beneficii:

- Nu necesită pansament secundar sau fixare suplimentară
- Înlocuire ușoară fără durere
- Permite controlul vizual al exudatului acumulat
- Vindecare mai rapidă față de pansamentele tradiționale
- Costuri reduse de materiale sanitare complementare

Puncte de lucru:

București: Intrarea BICAZ nr. 13, Sector 2; Tel.: 021 250 06 20; 031 620 85 90; 0727 835 638; 0757 758 618
Fax: 031 817 51 59; E-mail: office@pharmateln.ro

Constanța: Str. Sabinelor nr. 5; Tel.: 0730 10 25 25; Fax: 0341 81 83 65; E-mail: constanta@pharmateln.ro

Galați: Str. Sf. Spiridon nr. 30; Tel.: 0736 10 10 10; Fax: 0336 81 67 78; E-mail: galati@pharmateln.ro